



Contrôler vos équipements, pour assurer leur conformité & votre productivité

CONTEXTE

Les contrôles de qualité sont réalisés conformément à la **décision ANSM du 21 novembre 2016** et à la **mise au point du 7 novembre 2019** qui fixent les modalités du contrôle de qualité des installations de radiodiagnostic utilisées pour des procédures interventionnelles.

NOTRE SOLUTION

Le **CQI** en Radiologie Interventionnelle est réalisé par nos experts au sein de votre établissement. Cette prestation permet d'**évaluer le maintien des performances de vos équipements** et **assure la sécurité** de vos patients et de votre personnel.

VALEUR AJOUTÉE

Possibilité d'intervention en dehors des plages d'utilisation des machines.



Conformité



Sécurité

PÉRIODICITÉ

- Mise en service (avant la première utilisation de l'appareil)
- Trimestriel : (à 3 mois du CQE +/- 15 jours de tolérance)
- Annuel : (à 6 mois du CQE +/- 1 mois de tolérance)
- Suite maintenance (Générateur, Tube RX, Collimateur, Récepteur d'image et version logiciel) dans les 7 jours suivant la maintenance

INSTALLATIONS CONCERNÉS



BIOMEDIAQA

GROUPE

