

DosAlert

Votre dispositif de signalisation d'exposition aux rayonnements X

CONTEXTE


Selon la décision n° 2017-DC-0591 de l'ASN du 13 juin 2017, les accès d'une salle d'opération contenant un appareil émettant des rayons X doivent comporter une signalisation adaptée au risque. Grâce à cette signalisation, le personnel se trouvant à l'extérieur de cette salle, doit savoir si l'amplificateur de brillance se trouvant dans la salle est :

- Sous tension
- Émet des rayons X

NOTRE SOLUTION

DosAlert est un dispositif de signalisation d'émission de rayons X. Avec celui-ci, le personnel à l'extérieur de la salle d'opération, sera averti lorsque l'amplificateur de brillance est sous tensions et s'il émet ou non des rayons X à l'intérieur de la salle

- Assure la prévention du risque d'exposition du personnel aux rayons X



Innovant

Mobile

VALEUR AJOUTÉE

Développé en interne



Fabriqué en France



Produit breveté



Version fixe ou mobile



Garantie 24 mois



SPÉCIFICATIONS

