



RTQC

Módulo de control de calidad de la radioterapia

ANTECEDENTES

En línea con las últimas directivas reguladoras, en particular la **decisión de 28 de febrero de 2023** sobre el control de calidad de las instalaciones externas de radioterapia y radio-cirugía, **RTQC** ofrece una solución completa para **automatizar** el control de calidad interno (IQC) en los departamentos de radioterapia. Esta solución es esencial para garantizar la precisión y la seguridad de los tratamientos con tecnologías avanzadas, como los aceleradores lineales.

NUESTRA SOLUCIÓN

RTQC es un paquete de software dedicado a los departamentos de radioterapia, que les permite mantener altos niveles de calidad y seguridad.

- Este módulo facilita la adquisición y el análisis de imágenes para el control de calidad interno, garantizando una evaluación periódica y fiable del rendimiento de los equipos de radioterapia.
- El módulo garantiza que los dispositivos de tratamiento cumplen las normas de seguridad más recientes y se ajustan a los requisitos legales.

VALOR AÑADIDO

- **Facilidad de uso:** Interfaz intuitiva,
- Informes **automatizados**,
- Amplia cobertura: compatible con todos los equipos RTH,
- Conformidad: cumple las normas **ANSI**
- Interoperabilidad: integración RIS/PACS, compatibilidad DICOM,
- Supervisión en tiempo real.

ESPECIFICACIONES





BIOMEDIOQA

GROUPE



99c calle Parmentier - 59650 VILLENEUVE D'ASCO

Tel : +33 (0) 3 28 55 51 18 - contact@biomediqa.com - www.biomediqa.com